

POLE BIOLOGIE MEDICALE

BIOCHIMIE, PHARMACO-TOXICOLOGIE, HEMATOLOGIE

à utiliser pendant les PERIODES DE GARDE

Prélèvement du : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ **Heure :** ☐ ☐ ☐ ☐

Nom du prescripteur : _____ Signature : _____ Nom du préleveur : _____

Renseignements cliniques :

☐ Microméthode

BIOCHIMIE

- Sang**
- ☐ BB (Glycémie, Na, K, Cl, Protéines, Créatinine, Bicarbonates) (HG)
 - ☐ BC (Glycémie, Na, K, Cl, Protéines, Créatinine, Bicarbonates, Calcium, Phosphore, Bilirubines, ASAT, ALAT) (HG)
 - ☐ BH (Bilirubine, ASAT, ALAT, Phosphatases alcalines) (HG)
- | | | | |
|---|--|--|---|
| ☐ Glucose (HG) | ☐ Créatinine (HG) | ☐ Copeptine (HG) | ☐ hCG-dg grossesse(HG) |
| ☐ Na (HG) | ☐ Urée (HG) | ☐ Troponine (HG) | ☐ Lithium (S) |
| ☐ K (HG) | ☐ Acide urique (HG) | ☐ NT-ProBNP (HG) | ☐ Magnésium (H) |
| ☐ Cl (HG) | ☐ Bilirubine totale, directe (HG) | ☐ CRP (HG) | ☐ TSH (HG) |
| ☐ Bicarbonates (HG) | ☐ ASAT (HG) | ☐ Procalcitonine (HG) | ☐ T4L (HG) |
| ☐ Protéines (HG) | ☐ ALAT (HG) | ☐ Ammoniémie (+4°C) (E) | ☐ PS100 (SG) |
| ☐ Calcium (HG) | ☐ Gamma GT (HG) | ☐ Osmolalité (HG) | |
| ☐ Phosphore (HG) | ☐ Phosphatases alcalines (HG) | ☐ Acide lactique (F) | |
| ☐ Triglycérides (HG) | ☐ LDH (HG) | | |
| ☐ Cholestérol (HG) | ☐ Lipase (HG) | | |
| ☐ HDL Cholestérol (HG) | ☐ CK (HG) | | |
| | ☐ Myoglobine (HG) | | |

Urines

temps :
volume :

- ☐ Iono ☐ Créatinine ☐ Protéines ☐ Osmolalité

LCR

- ☐ Chlore, glucose, protéines ☐ Acide lactique

Sang

- | | | | |
|--|---|---|--|
| ☐ Alcool (F) | ☐ Dépakine (H) | ☐ Gentamicine pic (S) | ☐ Teicoplanine (H) |
| ☐ Phénobarbital (H) | ☐ Méthotrexate (H) | ☐ Gentamicine résiduelle (S) | |
| ☐ Carbamazépine (H) | ☐ Paracétamol (H) | ☐ Amikacine pic (S) | Recherche de : |
| ☐ Phénytoïne (H) | ☐ Salicylés (H) | ☐ Amikacine résiduelle (S) | ☐ Barbituriques (H) |
| | ☐ Digoxine (H) | ☐ Vancomycine (H) | ☐ Benzodiazépines (H) |
| | | | ☐ Tricycliques (H) |

- Urines** ☐ Stupéfiants ☐ Barbituriques ☐ Benzodiazépines

- LCR** ☐ Méthotrexate

HEMATOLOGIE

- | | |
|---|---|
| ☐ Numération sans formule (E) | ☐ TCA (C) |
| ☐ Numération et formule sanguine (E) | ☐ Quick-INR (C) |
| ☐ Tube pédiatrique (E) | ☐ Fibrinogène (C) |
| ☐ Plaquettes seules (E) | ☐ Facteurs II, V (C) |
| ☐ Schizocytes (E) | ☐ Anti-Xa (HNF, HBPM) (C) |
| | ☐ Anti-Xa (Orgaran) (C) |
| ☐ Autre (à justifier) : | ☐ Anti-Xa (Arixtra) (C) |
| | ☐ D-Dimères (C) |
| | ☐ Monomères de fibrine (C) |
| | ☐ Autres (à justifier) : |

Traitement à renseigner obligatoirement

- ☐ Antivitamine K (Sintrom-Previscan-Coumadine)
- ☐ HNF : Héparine I.V.
- ☐ HNF : Calciparine (prélèvement 4h après injection)
- ☐ HBPM (Lovenox, Innohep...) (prlv 4h après inj.)
- ☐ Orgaran (prélèvement 4h après injection)
- ☐ Arixtra (prélèvement 2h30 après injection)
- ☐ Pradaxa
- ☐ Xarelto
- ☐ Eliquis
- ☐ Arganova
- ☐ Antiagrégant (Aspirine, Clopidogrel, Prasugrel...)

(B) 7ml HEP SODIUM bleu foncé (E) 5ml EDTA mauve (H) 5ml HEP LITH vert foncé (HG) 5ml HEP LITH gel
(SG) 5 ml SEC gel jaune (C) 5ml CITRATE bleu clair (S) 5ml sec rouge (F) 5ml FLUORURE SODIUM gris

Etiquette patient

Etiquette UF

Etiquette labo